

Kontinuerligt glukosövervakningssystem CGM APP-Startguide

i3 CGM Systemöversikt

Hänvisa till din användarhandbok för fullständiga systeminstruktioner och information.


Användarhandboken tillhandahålls i elektronisk form. Du kan besöka webbplatsen iCan-cgm.com för att ladda ner en PDF.

Om du behöver en papperskopia av användarhandboken, kontakta återförsäljaren eller skicka förfrågan till e-postadressen:

support@icancgm.com. Den kommer att tillhandahållas inom sju dagar kostnadsfritt.

Om du har några frågor, vänligen skicka e-post till support@icancgm.com

Alla grafik är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.



1 Komma igång

Steg 1: Installera iCan CGM-Appen

Ladda ner iCan CGM APP från App Store eller Google Play




Steg 2: Logga in på ditt iCan CGM-konto

a. Logga in om du redan har ett konto.


b. Tryck på "Registrera" längst ner om du är ny i systemet.

Appen kommer att guida dig genom informativa videor och skärmar. Tryck på "Nästa" för att fortsätta tills du kommer till sidan för att skanna QR-koden. Håll din App öppen hela tiden.




2 Para ihop med sändaren

Steg 1: Dra ut sändarsatset



Dra ut Sändarsatset från botten av Sensorsatset.

Steg 2: Kontrollera att SN (serienummer) koderna matchar



Kontrollera de första 8 siffrorna i SN-koderna för Sensorsats och sändarkoderna för att matcha med varandra innan du parar din sensor med sändaren.

Steg 3: Para ihop med transmittern



a. Öppna din App och se till att Bluetooth är påslaget.

b. Logga in på ditt konto och använd din App för att skanna QR-koden på Sensorsatset.

c. Parkopplingen sker automatiskt. Stäng inte av appen och håll den inom 6 meter medan du går vidare till nästa steg. Om du anger SN-koden manuellt klickar du på "Nästa" för att fortsätta.


d. Håll telefonen i närheten och förbered insättningen i nästa steg

3 Sätt i sensorn

För att lära dig hur du sätter in sensorn, följ "Snabbstartsguiden för kontinuerligt glukosövervakningssystem" i din förpackning.


4 Starta övervakning

Steg 1: Starta CGM-sensorn




När sensorn har satts in framgångsrikt kommer din CGM-App att uppmana dig att starta sensorn. Tryck på "Starta" för nästa steg.

Steg 2: Vänta tills sensorn har värmts upp



Tryck på "Starta" för att påbörja 2 timmars uppvärmning av sensorn. Det kommer inte att finnas några glukosavläsningar eller larm förrän uppvärmningen är klar. Håll appen öppen och din smarta enhet inom 20 fot från sändaren under sensorns uppvärmning.

Steg 3: Konfigurera larm



Försiktighet: Du kommer alltid att få en brådskande varning för lågt glukos som standard när ditt sensorglukosvärde är 55 mg/dL eller lägre. För detaljerad information om glukosalarm och systemkonfiguration, gå till "Viktig säkerhetsinformation" i bruksanvisningen.


Steg 4: Kontrollera din glukos



Glukostrendpil
Riktning din glukos går åt

Pilen	Vad det betyder	Pilen	Vad det betyder
↗	Glukos stiger mycket snabbt	↘	Glukos faller långsamt
↑	Glukos stiger snabbt	↓	Glukos faller snabbt
↖	Glukos stiger långsamt	↙	Glukos faller mycket snabbt
→	Glukos stabil		


Graf över glukos Graf över dina aktuella och lagrade glukosvärden



5 Avsluta övervakning


Steg 1: Bekräfta att den aktuella sessionen är avslutad

När den 15-dagars övervakningssessionen är avslutad kommer appen att uppmana dig att byta till en ny sensor eller granska historikrapporten.



Steg 2: Ta bort sensorn

a. Dra upp kanten på tejp.
b. Dra långsamt bort tejp från din hud i ett enda drag.



Steg 3: Avfallshantering

Rör inte sensorn och sensorn kan inte återanvändas efter borttagning. Kassera den använda sensorn i enlighet med lokala bestämmelser.

