

## Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa Guía de inicio de la aplicación CGM

### Descripción general del Sistema i3 CGM

Consulte la Guía del usuario para ver las instrucciones e información completa del sistema.

La Guía del usuario se ofrece en forma electrónica. Puede descargar el PDF desde [iCan-cgm.com](http://iCan-cgm.com).

Si necesita una copia impresa de la Guía del usuario, comuníquese con el distribuidor o envíe la solicitud a la dirección de correo electrónico: [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com). Se le proveerá de forma gratuita dentro de los siete días.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com)

Todos los gráficos son representativos. Su producto puede tener un aspecto diferente.

#### Kit del sensor



#### Paquete de sensores




#### Paquete del transmisor

Transmisor




Botón



Bandeja del transmisor

#### iCan CGM APP



- 1 Preparación
- 2 Configurar aplicación móvil
- 3 Insertar el sensor
- 4 Iniciar monitoreo
- 5 Finalizar monitoreo

## 1 Empezar


### Paso 1: Instalar aplicación iCan CGM

Descargue la aplicación iCan CGM desde App Store o Google Play



### Paso 2: Iniciar Sesión en su cuenta iCan CGM

- a. Inicie sesión si ya tiene una cuenta.
- b. Toque "Registrar" al final de la página si es un nuevo usuario del sistema. La aplicación lo guiará a través de las pantallas y videos informativos. Toque "Siguiente" para continuar hasta llegar a la página de escaneo de código QR. Mantenga la aplicación abierta durante todo el proceso.




## 2 Emparejar con el transmisor

### Paso 1: Retire el paquete del transmisor

### Paso 2: Verifique que los códigos SN (Número de Serie) coincidan

### Paso 3: Emparejar con el transmisor



Retire el paquete del transmisor de la parte inferior de la caja del paquete del sensor.

Verifique que los primeros 8 dígitos del código SN del paquete del sensor coincidan con los del transmisor antes de emparejar su sensor con el transmisor.




- a. Abra la aplicación y asegúrese de activar el Bluetooth.
- b. Inicie sesión en su cuenta y utilice su aplicación para escanear el código QR en el paquete del sensor.
- c. El emparejamiento se realizará automáticamente. No cierre la aplicación y manténgala a una distancia de no más de 6 metros mientras realiza el siguiente paso. Si ingresa el código SN de forma manual, haga clic en "Siguiente" para continuar.
- d. Mantenga su teléfono cerca y prepare para la inserción en el paso siguiente

### 3 Insertar el sensor

Aprenda a insertar el sensor, y siga la "Guía de inicio rápido para el Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa" incluida en el paquete.


### 4 Iniciar monitoreo

#### Paso 1: Iniciar sensor CGM




Cuando el sensor se inserta correctamente, su aplicación CGM le instará a iniciar el sensor. Toque "Iniciar" para el siguiente paso.

#### Paso 2: Esperar a que el sensor complete la activación



Toque "Iniciar" para comenzar la activación del sensor de 2 horas. No habrá lecturas de glucosa ni alertas hasta que se haya completado la activación. Mantenga la aplicación abierta y su dispositivo inteligente a menos de 20 pies de distancia con el transmisor durante todo el proceso de activación del sensor.

#### Paso 3: Configurar alertas



**Precaución:** Recibirá una alerta urgente de glucosa baja por defecto siempre si los valores de glucosa del sensor son de 55 mg/dl o menos. Para información detallada acerca de las alertas de glucosa y la configuración del sistema, consulte la "Información de seguridad importante" en las Instrucciones de uso.

#### Paso 4: Verificar su nivel de glucosa




#### Flecha de tendencia de glucosa

Dirección de su nivel de glucosa

Flecha	Significado	Flecha	Significado
↗	Aumento acelerado de glucosa	↘	Disminución lenta de glucosa
↑	Aumento rápido de glucosa	↓	Disminución rápida de glucosa
↖	Aumento lento de glucosa	↙	Disminución acelerada de glucosa
→	Glucosa estable		

#### Gráfico de glucosa


Gráfico de sus lecturas de glucosa actuales y almacenadas



### 5 Finalizar monitoreo


#### Paso 1: Confirme que la sesión actual se ha completado

Al completar los 15 días de la sesión de monitoreo, la aplicación le dará instrucciones para que cambie un nuevo sensor o revise el Informe histórico.



#### Paso 2: Retirar el sensor

- Tire del borde del adhesivo.
- Despegue lentamente el adhesivo de la piel con un solo movimiento.



#### Paso 3: Eliminación

No toque el sensor. El sensor no puede ser reutilizado una vez retirado. Deseche el sensor usado de acuerdo con la normativa local.

